




Endoblok

Ago per anestesia intracervicale
Intracervical block needle



 Per anestetizzare il canale cervicale prima di trattamenti o piccole operazioni.
Il diametro dell'ago permette di eseguire anestesi indolori.
Continuità di diametro tra la cannula e l'attacco luer lock.

 It is used to anaesthetize the cervical canal before local treatments or minor surgery.
The thin diameter of the needle allows low-pain anesthesia.
Continuity of diameter between cannula and luer lock connector.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720208	Dispositivo: Lunghezza 20 cm - Ago: 30 G x 13 mm Device: Length 20 cm - Needle: 30 G x 13 mm	30 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

