



## VEEL GESTELDE VRAGEN

**1. Voor wie is Gynefix geschikt?**

GyneFix is kleiner en flexibeler is dan het klassieke spiraaltje. GyneFix heeft geen frame daardoor neemt het minder plaats in en past door zijn ontwerp in elke baarmoeder. Dit maakt GyneFix geschikt voor elke vrouw. GyneFix kan ook gebruikt worden door vrouwen die geen kinderen hebben.

**2. Hoe verloopt de plaatsing?**

GyneFix wordt door een getrainde gynaecoloog in de baarmoeder geplaatst en is daar gedurende 5 jaar werkzaam.

**3. Is het inbrengen pijnlijk?**

Het inbrengen en plaatsen is niet geheel pijnloos. U voelt een korte prikkende pijn die snel wegebt. Na een paar seconde voelt u niets meer. Ter voorbereiding zou u een pijnstiller in kunnen nemen.

**4. Wat kan ik verwachten na plaatsing van GyneFix**

Een beetje bloedverlies na het plaatsen van de GyneFix is normaal. Ook kunnen er na het plaatsen enkele dagen lichte krampen optreden. De eerste menstruaties kunnen iets overvloediger zijn, maar worden na een korte tijd weer als normaal.

**5. Wanneer kan ik opnieuw vrijen na het inbrengen van Gynefix?**

De eerste twee weken na plaatsing wordt vrijen niet aangeraden.

**6. Is GyneFix voelbaar voor mijn partner?**

Tijdens het vrijen is GyneFix niet voelbaar. Het uiteinde van het draadje krult meestal mooi rondom de baarmoedermond. Mocht het toch voelbaar zijn, kunt u het draadje door uw arts korter af te laten knippen.

**7. Kan ik gaan sporten na de plaatsing?**

Intensief sporten wordt afgeraden tijdens de eerste week na het inbrengen. Daarna is lichamelijke activiteit en sporten volledig veilig.

**8. Kan ik tampons of menstruatiecups gebruiken na de plaatsing?**

In de eerste twee maanden na de plaatsing wordt het afgeraden om gebruik te maken van tampons of menstruatiecups.

**9. Is nacontrole nodig?**

Wij adviseren een nacontrole na 4-8 weken. Ter controle wordt er in de meeste gevallen een echo gemaakt om te kijken of de plaatsing goed gegaan is.

**10. Kan ik mijn menstruatie uitstellen met GyneFix?**

De menstruatie kan niet worden uitgesteld of overgeslagen. De GyneFix is 100% hormoonvrij. De natuurlijke cyclus blijft behouden.

**11. Wat is het verschil tussen GyneFix 200 en GyneFix 330**

Gynefix 200 heeft 4 koperen hulsjes en is geschikt voor vrouwen met een baarmoederlengte van minder dan 8 cm.

Gynefix 330 heeft 6 koperen hulsjes en is geschikt voor vrouwen met een baarmoederlengte langer dan 8 cm.

Uw arts kan de lengte van de baarmoeder opmeten en u adviseren welke maat voor u het meest geschikt is.

**12. Koperallergie bij GyneFix?**

Koper allergie komt zelden voor.

Een gezond volwassen lichaam bevat ongeveer 50 tot 80 milligram koper. Koper wordt door het lichaam gebruikt voor de opbouw van botten en bindweefsel. Omdat koper van nature in het lichaam voorkomt, komen allergieën zeer zelden voor.

Sommige mensen denken misschien dat ze allergisch zijn voor koper, maar in de meeste gevallen zijn ze eigenlijk allergisch voor bepaalde onzuiverheden (bijv. nikkel) die in het koper zitten. GyneFix maakt gebruik van medisch koper van de hoogste zuiverheid (99,997% zuiver).

**13. Is GyneFix MRI safe?**

Uit niet-klinisch onderzoek is gebleken dat “GyneFix®/GYN-CS®/ReLARC®” geschikt is voor gebruik bij MRI-scans. Een patiënt met dit implantaat kan veilig worden gescand in een MRI-apparaat **dat aan de juiste voorwaarden voldoet**. Uw arts kan de volledige MRI-informatie bij ons opvragen.

**14. Kan ik een metaal detectie poortje passeren met GyneFix?**

Metaal detectoren, bijvoorbeeld de poortjes bij de douane op vliegvelden, detecteren GyneFix niet.

**15. Kan GyneFix gebruikt worden als noodanticonceptie?**

Ja. GyneFix kan tot 5 dagen na onbeschermd vrijen worden gebruikt als noodanticonceptie.

**16. Hoe lang duurt het tot vruchtbaarheid terug is na verwijderen van GyneFix?**

Omdat GyneFix geen effect heeft op de hormonale balans keert vruchtbaarheid onmiddellijk na het verwijderen terug.