




RING MET ONDERSTEUNINGSVLAK

Milde eerste- of tweedegraads prolaps in combinatie met een milde cystocèle


Artikelnr.	Diameter	ZI-nummer
MXPRS00	44 mm	14684357
MXPRS01	51 mm	14684365
MXPRS02	57 mm	14684373
MXPRS03	64 mm	14684381
MXPRS04	70 mm	14684403
MXPRS05	76 mm	14684411
MXPRS06	83 mm	14684438
MXPRS07	89 mm	14684446
MXPRS08	95 mm	14684454
MXPRS09	102 mm	14684462
MXPRS10	108 mm	14684470
MXPRS11	114 mm	14684489
MXPRS12	121 mm	14684497
MXPRS13	127 mm	14684500



RING

Milde eerste- of tweedegraads prolaps


Artikelnr.	Diameter	ZI-nummer
MXPER00	44 mm	14683644
MXPER01	51 mm	14683652
MXPER02	57 mm	14683679
MXPER03	64 mm	14683687
MXPER04	70 mm	14683695
MXPER05	76 mm	14683709
MXPER06	83 mm	14683717
MXPER07	89 mm	14683725
MXPER08	95 mm	14683733
MXPER09	102 mm	14683741
MXPER10	108 mm	14683768
MXPER11	114 mm	14683776
MXPER12	121 mm	14683784
MXPER13	127 mm	14683792



SHAATZ ZEEF

Milde eerste- of tweedegraads prolaps in combinatie met een milde cystocèle


Artikelnr.	Diameter	ZI-nummer
MXPSH112	38 mm	14684721
MXPSH134	44 mm	14684748
MXPSH2	51 mm	14684756
MXPSH214	57 mm	14684764
MXPSH212	64 mm	14684772
MXPSH234	70 mm	14684780
MXPSH3	76 mm	14684799
MXPSH314	83 mm	14684802
MXPSH312	89 mm	14684810
MXPSH334	95 mm	16176502



DONUT

Derdegraads prolaps

Artikelnr.	Diameter	ZI-nummer
MXPDO00	51 mm	14684608
MXPDO01	57 mm	14684616
MXPDO02	64 mm	14684624
MXPDO03	70 mm	14684632
MXPDO04	76 mm	14684640
MXPDO05	83 mm	14684659
MXPDO06	89 mm	14684667
MXPDO07	95 mm	14684675




GEHRUNG, MODELLEERBAAR

Cystocèle en rectocèle in combinatie met descensus uteri

Artikelnr.	A* B* C*	ZI-nummer
MXPGS00	27 38 35	16268091
MXPGS01	29 44 38	15098982
MXPGS02	35 51 41	15098990
MXPGS03	38 54 44	15099008
MXPGS04	41 57 48	15099016
MXPGS05	44 60 51	15099024
MXPGS06	48 64 54	15099032
MXPGS07	51 73 57	15099040
MXPGS08	54 76 60	15099059
MXPGS09	57 79 64	15100340

* Maat in millimeters




REGULA, MODELLEERBAAR

Eerste- of tweedegraads prolaps

Artikelnr.	A* B* C*	ZI-nummer
MXPREG00	25 49 35	15135837
MXPREG01	27 51 38	15135845
MXPREG02	29 54 41	15125262
MXPREG03	32 56 44	15125270
MXPREG04	35 57 48	15125289
MXPREG05	37 60 51	15125297
MXPREG06	38 67 54	15125300
MXPREG07	41 73 57	15125327
MXPREG08	44 79 60	15125335

* Maat in millimeters



MD PESSARIA


Cooper Surgical

HODGE, MODELLEERBAAR

Retrodisplacement in incompetente cervix tijdens zwangerschap vanaf week 14 tot week 38

Artikelnr.	A*	B*	ZI-nummer
MXPEH00	70	44	15099393
MXPEH01	76	48	15099407
MXPEH02	83	49	15099415
MXPEH03	89	51	15099423
MXPEH04	92	54	15099431
MXPEH05	95	57	15099458
MXPEH06	98	60	15099466
MXPEH07	108	64	15099504
MXPEH08	117	67	15099482
MXPEH09	127	70	15099512

* Maat in millimeters





MILEX®

HODGE MET STEUNVLAK, MODELLEERBAAR

Retrodisplacement in combinatie met een milde cystocèle

Artikelnr.	A*	B*	ZI-nummer
MXPHS00	70	44	15100235
MXPHS01	76	48	15100243
MXPHS02	83	49	15100251
MXPHS03	89	51	15100278
MXPHS04	92	54	15100286
MXPHS05	95	57	15100294
MXPHS06	98	60	15100308
MXPHS07	108	64	15100316
MXPHS08	117	67	15100324
MXPHS09	127	70	15100332


* Maat in millimeters



GELLHORN

Derdegraads prolaps


Artikelnr.	Diameter	ZI-nummer
MXPG112	38 mm	15098885
MXPG134	44 mm	15098893
MXPG2	51 mm	15098907
MXPG214	57 mm	15098915
MXPG212	64 mm	15098923
MXPG234	70 mm	15098931
MXPG3	76 mm	15098958
MXPG314	83 mm	15098966
MXPG312	89 mm	15098974
MXPG334	95 mm	16381637



KUBUS

Derdegraads prolaps rectocèle, kortstondig gebruik (max. 24 uur)

Artikelnr.	Diameter	ZI-nummer
MXPEC00	25 mm	14684519
MXPEC01	30 mm	14684527
MXPEC02	35 mm	14684535
MXPEC03	38 mm	14684543
MXPEC04	41 mm	14684551
MXPEC05	44 mm	14684578
MXPEC06	51 mm	14684586
MXPEC07	57 mm	14684594




GEHRUNG MET KNOP, MODELLEERBAAR

Cystocèle en rectocèle in combinatie met descensus uteri, in combinatie met stressincontinentie

Artikelnr.	A*	B*	c*	ZI-nummer
MXPGSK00	40	38	35	16383877
MXPGSK01	42	44	38	15099067
MXPGSK02	48	51	41	15099105
MXPGSK03	51	54	44	15099113
MXPGSK04	54	57	48	15099148
MXPGSK05	57	60	51	15099156
MXPGSK06	61	64	54	15099172
MXPGSK07	64	73	57	15099199
MXPGSK08	67	76	60	15099202
MXPGSK09	70	79	64	15099245
MXPGSK10	73	83	67	16383885


* Maat in millimeters



INFLATO BAL

Milde eerste- of tweedegraads prolaps in combinatie met een milde cystocèle en rectocèle, kortstondig gebruik (max. 24 uur)

Artikelnr.	Diameter	ZI-nummer
MXPINFS	51 mm	14684705
MXPINFM	57 mm	14684691
MXPINFL	64 mm	14684683
MXPINFXL	70 mm	14684713



LET OP: LATEX UITVOERING!!!

Medical Dynamics
Wijde Wade 1A
3439 NP NIEUWEGEIN

T: + 31 (0)30 285 11 05
F: + 31 (0)30 285 11 06
info@medicaldynamics.nl
www.medicaldynamics.nl


MD MEDICAL DYNAMICS

ZEEF/ URETHRA MET ONDERSTEUNING

Stressincontinentie met een milde prolaps en milde cystocèle

Artikelnr.	B*	A*	ZI-nummer
MXPCONDS00	55	68	15100162
MXPCONDS01	60	73	15100170
MXPCONDS02	65	78	15100189
MXPCONDS03	70	83	15100197
MXPCONDS04	75	88	15100200
MXPCONDS05	80	93	15100219
MXPCONDS06	85	98	15100227


* Maat in millimeters



URETHRA

Stressincontinentie

Artikelnr.	B*	A*	ZI-nummer
MXPCON00	44	57	15099962
MXPCON01	51	64	15099970
MXPCON02	57	70	15099989
MXPCON03	64	77	15099997
MXPCON04	70	83	15100006
MXPCON05	76	89	15100014
MXPCON06	83	96	15100022
MXPCON07	89	102	15100030
MXPCON08	95	108	15100049
MXPCON09	102	115	15100057
MXPCON10	108	121	15100065
MXPCON11	114	127	16383893
MXPCON12	121	134	16383907
MXPCON13	127	140	16383915




ZEEF/ URETHRA

Stressincontinentie met een milde prolaps

Artikelnr.	B*	A*	ZI-nummer
MXPCOND00	55	68	15100073
MXPCOND01	60	73	15100081
MXPCOND02	65	78	15100103
MXPCOND03	70	83	15100111
MXPCOND04	75	88	15100138
MXPCOND05	80	93	15100146
MXPCOND06	85	98	15100154



* Maat in millimeters



URETHRA MET ONDERSTEUNINGSVLAK

Stressincontinentie gecombineerd met een milde eerste- of tweedegraads prolaps en milde cystocèle

Artikelnr.	B*	A*	ZI-nummer
MXPRSK00	44	57	15100650
MXPRSK01	51	64	15100669
MXPRSK02	57	70	15100677
MXPRSK03	64	77	15100685
MXPRSK04	70	83	15100693
MXPRSK05	76	89	15100707
MXPRSK06	83	96	15100715
MXPRSK07	89	102	15100723
MXPRSK08	95	108	15100731
MXPRSK09	102	115	15100758
MXPRSK10	108	121	15100766
MXPRSK11	114	127	15100774
MXPRSK12	121	134	15100782
MXPRSK13	127	140	15100790




HODGE MET KNOP, MODELLEERBAAR

Stressincontinentie waarbij de vaginale toegankelijkheid smal is

Artikelnr.	A*	B*	ZI-nummer
MXPEHK00	83	44	15099563
MXPEHK01	89	48	15099598
MXPEHK02	96	49	15099601
MXPEHK03	102	51	15099636
MXPEHK04	105	54	15099652
MXPEHK05	108	57	15099660
MXPEHK06	111	60	15099679
MXPEHK07	121	64	15099687
MXPEHK08	130	67	15099695
MXPEHK09	140	70	15099709

* Maat in millimeters



HODGE MET STEUNVLAK EN KNOP, MODELLEERBAAR

Stressincontinentie en een milde cystocèle waarbij de vaginale toegankelijkheid smal is

Artikelnr.	A*	B*	ZI-nummer
MXPHSK00	83	44	15100480
MXPHSK01	89	48	15100499
MXPHSK02	96	49	15100502
MXPHSK03	102	51	15100510
MXPHSK04	105	54	15100529
MXPHSK05	108	57	15100545
MXPHSK06	111	60	15100553
MXPHSK07	121	64	15100561
MXPHSK08	130	67	15100588
MXPHSK09	140	70	15100596

* Maat in millimeters

