



Produits de qualité, service, conseil et formation pour  
SALLE D'ACCOUCHEMENT - POLYCLINIQUE GYNÉCOLOGIE - SALLE D'OPÉRATION

## MEDICAL DYNAMICS VENTOUSE OBSTÉTRICALE

COMMANDABLE À NOUVEAU CHEZ VOTRE FOURNISSEUR CONNU!

### DESCRIPTION DU PRODUIT

La ventouse obstétricale MD est un dispositif médical stérile, complet et ergonomique pour les procédures d'extraction instrumentale.

A utiliser pour :

- Accouchement par voie vaginale
- Césarienne

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Pompe à paume pour un contrôle total
- L'indicateur de traction mesure la force qui est exercée pendant la traction
- Câble de traction souple qui facilite le positionnement de la ventouse quelle que soit la position de la tête du fœtus
- Dispositif jetable, par son faible et poids et ses dimensions, elle se range facilement dans la poche de la blouse du médecin



artikelnr.	omschrijving
600125	MD ventouse (15 par boîte)
600126	MD ventouse d'aspiration avec indicateur de traction (15 par boîte)

Vidéos d'instruction

