



Kwaliteitsproducten, service, advies & training voor  
VERLOSKAMER - POLI GYNAECOLOGIE - OPERATIEKAMER

## MD VACUÛMEXTRACTIECUPS

**GEWOON WEER BESTELBAAR BIJ UW VERTROUWDE LEVERANCIER!**

### PRODUCTOMSCHRIJVING

De MD vacuümextractiecup is een steriele en charmante totaaloplossing om een vacuümverlossing te realiseren.

Te gebruiken bij:

- Vaginale bevalling
- Sectio caesarea

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Handpalmpomp voor volledige controle.
- Trekindicator, meet de kracht die wordt uitgeoefend tijdens het trekken.
- Flexibel snoer, faciliteert een flexibele positionering van de cup ongeacht de stand van het hoofd.
- Disposable device, gewicht en maatvoering, past eenvoudig in de zak van uw doktersjas.



Bekijk de  
instructievideo's



artikelnr.	omschrijving
600125	MD vacuümextractiecup (15 per box)
600126	MD vacuümextractiecup met trekindicator (15 per box)

